

CINCO CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO

ELIJA PIEL SANA

Evite la piel lastimada, con costras, cortes y rasguños o cualquier área con irritación o que este cicatrizando. Espere por lo menos una semana antes de volver a utilizar el mismo sitio.



NO EN ÁREAS FLEXIBLES

No coloque el dispositivo en áreas donde la piel se pliegue o doble, como en la cintura.



TEJIDO HINCHADO

La infusión de insulina puede causar una hinchazón debajo de la piel llamada lipohipertrofia. Si esto está presente, intente no inyectar/colocar insulina en este tejido. Los sensores CGM están bien.



PELLIZQUE HACIA ARRIBA

Las personas usan sensores en diferentes partes del cuerpo—abdomen, nalgas, caderas, piernas, brazos, antebrazos. Elija un área que tenga suficiente grasa para poder “pellizcarla”, y un área que sea cómoda para usted.



ROTE

Trate de utilizar la mayor cantidad de sitios posibles! Aún en el caso de que use solo una o dos áreas de su cuerpo, asegúrese de rotar los sitios de 1 a 2 pulgadas de distancia de otros sitios.

